

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 1 Materiały zużywalne do sterylizacji

L.p.	Wymiary w mm	J.m.	Ilość j.m.	Cena j.m. netto w zł	Stawka podatku VAT w %	Wartość netto w zł	Wartość brutto w zł	Producent
Rękawy foliowo-papierowe płaskie, dł. 200 m, wskaźnik sterylizacji min. parą wodną (folia 7-warstwowa, papier bezpyłowy gramatura papieru min. 60g/m ²), wskaźniki sterylizacji umieszczone na papierze od strony folii, opisy w języku polskim, nadruki poza obszarem załadunku, na rękawie umieszczony numer LOT, znak CE , rozmiar, oraz kierunek otwierania w postaci piktogramu (otwartej torebki), rękawy nawijane folią na zewnątrz								
1.	75	rolka	36					
2.	100	rolka	30					
3.	120	rolka	24					
4.	150	rolka	20					
5.	200	rolka	26					
6.	300	rolka	30					
Rękawy foliowo-papierowe z zakładką, dł. 100 m., wskaźnik sterylizacji min. parą wodną (folia 7-warstwowa, papier bezpyłowy gramatura papieru min. 60g/m ²), wskaźniki sterylizacji umieszczone na papierze od strony folii, opisy w języku polskim, nadruki poza obszarem załadunku, na rękawie umieszczony numer LOT, znak CE , rozmiar, oraz kierunek otwierania w postaci piktogramu (otwartej torebki) rękawy nawijane folią na zewnątrz								
7.	100 x 40-50	rolka	15					
8.	150 x 50	rolka	24					
9.	200 x 50-55	rolka	20					
Papier krepowany miękki do sterylizacji - biały właściwości: gramatura 60g/m ² , stabilny w warunkach mokrych i suchych, przepuszczający parę wodną								
10.	600x600	ark	10 500					
11.	750x750	ark	2 850					
12.	1000x1000	ark	2 850					
Papier krepowany miękki do sterylizacji - zielony właściwości: gramatura 60g/m ² , stabilny w warunkach mokrych i suchych, przepuszczający parę wodną								
13.	600x600	ark	11 250					
14.	750x750	ark	6 000					
15.	1000 x 1000	ark	4 125					

Włóknina niebieska gramatura 60g/m ²								
16.	750x750	ark	9 750					
17.	1000x1000	ark	9 750					
Torebki foliowo-papierowe płaskie, wskaźnik sterylizacji min.parą wodną (folia 7 warstwowa, papier co najmniej 60 g/m ²)wskaźniki sterylizacji umieszczone na papierze od strony folii, opisy w języku polskim, nadruki poza obszarem załadunku, na torebce umieszczony numer LOT, znak CE , rozmiar, oraz kierunek otwierania w postaci piktogramu(otwartej torebki)								
18.	75 x 150	szt.	9 375					
19.	75 x 200	szt.	9 750					
20.	75 x 250	szt.	9 000					
21.	75 x 300	szt.	10 125					
22.	100 x 150	szt.	9 375					
23.	100 x 200	szt.	9 000					
24.	100 x 250	szt.	9 000					
25.	100 x 300	szt.	9 000					
26.	120-130 x 200-250	szt.	5 625					
27.	120-130 x 300	szt.	6 750					
28.	120-130 x 400	szt.	5 625					
29.	150 x 200	szt.	3 750					
30.	150 x 300	szt.	4 875					
31.	150x380-400	szt.	1 875					
32.	200-210 x 270-280	szt.	5 250					
33.	200-210 x 350	szt.	900					
34.	300-320 x 500	szt.	3 750					
Torebki foliowo-papierowe z zakładką, wskaźnik sterylizacji parą wodną (folia 7 warstwowa, papier co najmniej 60 g/m ²)wskaźniki sterylizacji umieszczone na papierze od strony folii, opisy w języku polskim, nadruki poza obszarem załadunku, na torebce umieszczony numer LOT, znak CE , rozmiar, oraz kierunek otwierania w postaci piktogramu(otwartej torebki)								
35.	75x250-300x30-40	szt.	3 375					
36.	100 x 300 x30-40	szt.	4 500					
37.	150-160 x 360 x 40-50	szt.	3 375					
38.	200 x 400 x 50	szt.	1 500					
39.	320x480-500x50-70	szt.	3 000					
Razem								

Termin dostawy: dni roboczych (należy wpisać 3, 4 lub 5).

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)